

# myQuickmat Forte starter kit

*¡Nuevas!*

Matrices  
seccionales  
de **titanio**  
QuickmatFLEX  
incluidas

## Ventajas

Elementos esenciales  
de restauración para la  
recreación de puntos  
de contacto estrechos,  
anatónicamente correctos y  
contornos naturales

Soluciones restauradoras  
seleccionadas para una mejor  
retención y adaptación de la  
matriz

Gran selección de matrices  
seccionales para optimizar  
sus restauraciones de Clase II

Un sistema para restaurar  
dientes con diferentes alturas  
de corona, cúspides ausentes  
y preparaciones de cavidades  
amplias

sectional  
matrix  
systems



polydentia  
swiss manufacture 



# myQuickmat Forte starter kit

refuerce sus  
restauraciones

## Testimonial



El myQuickmat Forte kit proporciona un fuerte anillo de separación para separar los extremos con eficacia. Los extremos de myRing Forte rodean cuidadosamente la matriz y, en combinación con myWedge, garantizan una perfecta adaptación de la matriz y una restauración con fuertes puntos de contacto. La incorporación de las matrices seccionales QuickmatFLEX, ultrafinas y resistentes, aumenta aún más la versatilidad de este sistema.


Dr. Giuseppe Chiodera,  
Italia



Imágenes clínicas por cortesía del Dr. Osama Shaalan



para más  
información



## ¡nuevas! QuickmatFLEX

Matrices seccionales de titanio con memoria elástica avanzada. Ultrafinas para facilitar la inserción en espacios proximales estrechos y resiliente para una óptima resistencia a la deformación.



altamente  
resistente a la  
deformación

matrices  
seccionales  
de titanio  
ultrafinas  
0,03mm

## myWedge

Cuña en forma de V hecha de plástico de última tecnología. Se comprime y se adapta a la perfección a la anatomía interproximal de los extremos



## LumiContrast

Matrices en acero de color azul oscuro que aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios

## myTines

Extremos reemplazables, intercambiables y autoclavables. myTines hacen que myRing Forte se adapte a dientes con diferentes alturas de corona, así como a dientes con grandes preparaciones o con ausencia de cúspides.



Consiga restauraciones de cavidades de clase II anatómicamente correctas con puntos de contacto estrechos y contornos naturales utilizando las soluciones de restauración de myQuickmat Forte starter kit. El sistema permite restaurar dientes con diferentes alturas de corona, así como dientes con grandes preparaciones de caries o cúspides ausentes, gracias al sistema de puntas reemplazables myTines. Todos los componentes del kit han sido seleccionados para optimizar el procedimiento de restauración, permitiendo resultados rápidos y predecibles con mínimos pasos de acabado.

### myQuickmat Forte starter kit - REF 6883

- 2 uds. myRing Forte, 2 pares myTines Small (S)
- 1 pare myTines Medium (M)
- 1 pare myTines Large (L)
- 10 uds. QuickmatFLEX Matrices Seccionales, Premolar 0,03mm / 5mm,
- 10 uds. kmatFLEX Matrices Seccionales, Molar 0,03mm / 6,4mm
- 5 uds. kmatFLEX Matrices Seccionales, Molar Deep 0,03mm / 6,4mm + Ampl.
- 10 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm
- 10 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm
- 5 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar Deep 0,04mm / 6,4mm + Ampl.
- 10 uds. myWedge, Extrasmall (XS)
- 10 uds. myWedge, Small (S)
- 10 uds. myWedge, Medium (M)
- 10 uds. myWedge, Large (L)

